

< 取扱説明書 >

正しくお使いいただくためにも必ずお読みください

絶妙な「硬さ」と「前傾角度」が座り疲れを軽減

■ 使用例

Healthy ヘルシー

事務、学習に



座椅子にも



長時間腰を守ります



Relaxation リラクゼーション

車椅子のアシストに



腰部分が安定




いろいろなシーンに



使用方法

- 事務・学習椅子の座面にお使いの場合
椅子の高さを3cm下げてください
椅子の座面は平行にしてください(右図)
- 座面にお使いの場合は基本として薄い方を前に
厚い方を後ろにします
- 背もたれにお使いの場合は厚い方を下に
してください



こんな方にお役に立てます

- 姿勢の悪い方
- 猫背気味の方
- 車椅子をお使いの方



注意

- ご使用中、腰や背中などに痛み等が出ましたら使用を中止してください
- カバーのみ洗濯可能
- 洗濯機・タンブラー乾燥はしないでください
- 洗濯後は陰干しをしてください